

BOTE MULTIUSO
(Ref. RB)



Para abrir:
Presionar el
punto señalado.

Fácil de abrir
sin roscar
ni girar.

Para cerrar:
Presionar en el
centro de la tapa.

- Para personas con dificultades en la vida diaria.
- Basta una ligera presión con el dedo, la mano o incluso el codo para abrirlos y cerrarlos.
- Aprobado para alimentos: café, azúcar, galletas, pasta, etc.
- También apropiado para cualquier clase de objetos: lápices, puzzles, etc...
- Transparentes para que el contenido sea visible.
- Utilizables entre -30° C y +95° C.
- Lavables en el lavavajillas.
- Fabricados en material plástico especial (SAN), respetuoso con el medio ambiente.
- El set se compone de 3 botes de 750 ml., 1.350 ml. y 2.000 ml.

UGARI GERIÁTRICA S.L

C/VENTA DE LA ESTRELLA 6, PAB.126. 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel.(+34) 945-146744, Fax.(+34) 945-154036 E-mail: ugari@ugari.es