

NUEVO

easiseal™

*El único sistema de recogida de
pañales y residuos sanitarios
libre de olores y gérmenes*



Elimina los olores con un simple
movimiento de giro y sellado

Bueno para el personal sanitario

FÁCIL DE USAR

Empuje el pañal doblado a través de la boca del contenedor.



Gire dos veces la boca del contenedor. El pañal queda envuelto individualmente en la bolsa antibacteriana.



Cierre la tapa.



FÁCIL DE VACIAR

Cuando el contenedor esté lleno, vacíe la cadena de pañales envueltos en un contenedor de basura.



En el modelo MAXI se puede colocar una bolsa de basura para hacer el vaciado aún más fácil.



HIGIÉNICO

La tapa y la bolsa antibacterianas reducen el riesgo de infecciones.

easiseal sirve para todo tipo de pañales e incluso para material de curas u otro tipo de residuos.

Bueno para los residentes

Desde el momento en que entren en su residencia, los residentes y sus familiares sabrán que disponen del más alto nivel

de atención e higiene.

Ambiente confortable

y trato familiar,

libre de olores indeseables.

Discreto, higiénico y de uso sencillo,

easiseal ayuda a mantener

un entorno agradable tanto

para los residentes

como para el personal sanitario.



Bueno como inversión

easiseal contribuye a dar una buena impresión de su residencia o centro de día cuando reciba a futuros usuarios, familiares, visitantes y trabajadores. Por un pequeño coste mantendrá su residencia libre de olores desagradables y con un alto nivel de higiene.



Maxi (altura 89 cms.)

Indicado para uso en baños o salas donde se realicen cambios de pañales. Capacidad aproximada 25 pañales (según tamaño).



Standard (altura 50 cms.)

Para uso en habitación o baño individual. También para domicilio. Capacidad aproximada 10 pañales (según tamaño).



Cartucho de recambio

Contiene 25 metros de bolsa perfumada con tratamiento antibacteriana, suficiente aproximadamente para 100 pañales.

DISTRIBUIDOR:

UGARI GERIÁTRICA, S.L.